

物品販売 ～ RESIN RID ～

レジンリッド | 実験動物飼育用ケージの蓋

Point 1

樹脂製のため上蓋を自在に色加工できるため、研究室、使用目的、郡別など色分けできます。

Categorize your work
By colors

軽い・安全・汚れにくい



Point 3

小動物の飼育環境に適し、環境にやさしい素材

Save for animals
And enviroment

登録

Granted Patents

- 実用新案取得済
- 意匠登録済

Point 2

溶接部もなく、重さはステンレス上蓋の25～35%軽量化。

25-35% lighter than
Stainlenn tops

特長

Features

1. Laboratory Safety

労働安全性重視



ステンレス製から進化した、溶接部の無い実験動物飼育用ケージの蓋。重さはステンレス上蓋の25～35%軽量化。金属溶接面の剥がれによる手指への怪我の心配もありません。扱いやすく安全で人に優しい、リサイクルなど環境にも良いエコ製品です。

Light and Recyclable.
Safe to handle with
weldless molding.

2. Animal Welfare

動物福祉重視




主たる目的である小動物の飼育環境に対してもエンリッチメント性を秘めた環境に優しい製品です。

Better housing
environment with
animal-friendly design.

3. Stain Resistant

汚れが付着しにくい



表面が滑らかな樹脂で溶接部がないため、動物の体毛が挟まることはありません。また洗浄時の糞尿やごみなどが付着しにくいので洗浄が容易です。手洗いや機械洗浄で簡単に汚れが落ちます。


Boiling sterilization
or ultrasonic cleaning
not necessary.

物品販売 ～ RESIN RID ～

■仕様 MRL-Series

材質 Material	本体 Lid	ガラス繊維強化樹脂 Fiberglass Reinforced resin
	ストッパー Stoppers	
外形寸法 Outer dimensions	W228×D330×H63.5mm	
重量 Total weight	278g	
標準色 Color	アイボリー（本体/ストッパー） Ivory(lid&stoppers)	
耐熱温度 Heat proof temperature	224°C	
耐久性 Durability	オートクレーブ滅菌（121°C×30分間）200回確認及び各種溶液について確認済み Autoclave（121°C×30min.） Various disinfectant and detergent tested.	

■Options

<p>蓋 色</p> <p>Lid Color</p>	<p>動物の個体識別、動物の移し替え時の間違い防止などに最適です。</p> 
<p>ストッパー</p> <p>Stopper colors</p>	<p>自由自在な組み合わせで新しいアイデアが広がります。</p>  <p style="font-size: small;">別色ストッパー例: 黄/緑/青</p>

※基本色はアイボリーになります。
 ※上蓋・ストッパー共に色加工が可能です。
 ※色は食品添加物から選択できます。

※Primary colors is ivory.
 ※lid and stopper can be colored.
 ※Dyes for food coloring are used.

お問い合わせ先
 HP Mail



<http://www.growbic.co.jp>
 Mail:support@growbic.co.jp

□本社
 埼玉県川口市元郷5-6-9
 TEL:048-224-4848 FAX:048-224-4858

□東京事業所
 東京都台東区元浅草1-8-6グロービック新御徒町ビル4階
 TEL:03-5246-4148 FAX:03-5246-4149

□関西営業所
 兵庫県尼崎市西本町3-84
 TEL:06-6417-4858 FAX:06-6417-4857

□福岡営業所
 福岡県福岡市博多区竹岡町2-1-15 シティハイツ南福岡101
 TEL:092-576-9100 FAX:092-576-9101